

Cyprinocur® Quick

Cyprinocur® Quick ist ein hochwirksames Heilpulver für Zierfische. Es besitzt hervorragende antibakterielle und antifungizide Eigenschaften.

Diagnose, Behandlung und Dosierung:

Cyprinocur® Quick wird angewendet wenn die Koi äußerliche Verletzungen, wie Hautrötungen, punktuelle Schuppensträube oder Löcher und Hautirritationen zeigen. Streuen Sie einfach das Pulver auf die befallene Stelle, fertig. Ist der Koi wieder im Teich, oder besser gesagt kommt das Pulver mit Wasser in kontakt, so bildet sich ein gelartiger Wundverschluß auf der Wunde, der bis zu 6 Stunden die Wunde verschließt. Dieser Zeitraum reicht vollkommen aus, damit die Wirkstoffe des Puders in den Fisch eindringen und eine Wundheilung einsetzen kann.

Vorteil: Die Wunde muß nicht trocken sein, damit das Pulver einwandfrei haftet.

Tipp: Reinigen Sie die Wunde vorher mit einen geeigneten Desinfektionsmittel. Lassen Sie die Wunde nass bevor Sie das Pulver aufstreuen. Wenn Sie die Effizienz der Behandlung noch erhöhen wollen, so sprühen Sie die Wunde nach der Behandlung mit Cyprinocur® Quick noch mit Propolispray ab, bevor Sie den Koi zurücksetzen.

Die Behandlung sollte 3 bis 4 mal im Abstand von 3 Tagen wiederholt werden.

Sollte danach noch kein Heilungserfolg einsetzen sollten Sie umgehend einen Fachtierarzt für Fische konsultieren.

Warnhinweise:

Darf nicht bei Tieren angewendet werden die zur Gewinnung von Lebensmitteln dienen.

Cyprinocur® Quick belastet weder das Teichwasser noch den Filter.

Bitte die Packungsbeilage beachten.

Zusammensetzung:

Tyrothricin 0,5 %; Clotrimazol 2 %; Pudergrundlage